



PRZEDMIAR - KOLUMNY

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ W OBRĘBIE KLINIKI NEUROCHIRURGII ORAZ KLINIKI CHIRURGII SERCA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. BOROWSKIEJ 213, DZIAŁKA NR 77/1, AM 14, OBRĘB GAJ, JEDN. EWID. M. WROCŁAW

Lp.	OPIS ELEMENTU	Ilość		
1.	Kolumna sufitowa stacjonarna z obrotową konsolą , ZADANIE 1 – KLINIKA NEUROCHIRURGII – BUDYNEK „B”	6		
	Zestaw dla montażu sufitowego	1	 <p style="text-align: center;">Rys. poglądowy</p>	
	Kotwa dla mocowania poprzez sufit	1		
	Maskownica sufitowa ø580mm	1		
	Belka pionowa	1		
	Głowica: "L1500 mm"	1		
	Komponenty zabudowane:			
	Punkt poboru gazów medycznych AGA ,O2	2		
	Punkt poboru gazów medycznych AGA AIR	1		
	Punkt poboru gazów medycznych AGA VAC	1		
	Manometr kontrolny	3		
	Gniazdo ekwipotencjalne JB	18		
	Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - białe	18		
	Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6	4		
	Polka dla głowicy L, 550x450mm, boczne szyny	2		
	Polka dla głowicy L, 550x450x110 mm, szuflada, boczne szyny	2		
	Dodatkowe akcesoria			
	Komplet 2 wysięgników (550 mm, 600/700 mm) mocowanie na OK07 lub tożsame	1		
	Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysięgnika 698800 (drażek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki obro	1		
	Drażek uniwersalny Ø 20 - L 500 mm	1		
	TACA	1		
	Lampa LED na wysięgniku, 17W, 42.000 Lx, mocowanie na szynie medyczna	1		
	Montaż - kolumna sufitowa stacjonarna z obrotową konsolą OK07-05 lub tożsame	6		
2.	Kolumna sufitowa obrotowa dwuramienna, ZADANIE 2 – KLINIKA CHIRURGII SERCA – BUDYNEK „A”	3		
	Górne ramie obrotowe 450 mm	2	 <p style="text-align: center;">Rys. poglądowy</p>	
	Dolne ramie obrotowe 450 mm	2		
	Zestaw dla montażu sufitowego	1		
	Kotwa dla mocowania poprzez sufit	2		
	Maskownica sufitowa podwójna	1		
	Belka pionowa	2		
	Głowica: "L1500 mm"	2		
	Komponenty zabudowane:			
	Punkt poboru gazów medycznych AGA ,O2	6		
	Punkt poboru gazów medycznych AGA AIR	4		
	Punkt poboru gazów medycznych AGA VAC	4		
	Manometr kontrolny	6		
	Gniazdo ekwipotencjalne JB	36		
	Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - białe	36		
	Polka dla głowicy L, 550x450mm, boczne szyny	2		
	Polka dla głowicy L, 550x450x110 mm, szuflada, boczne szyny	4		
	Polka dla głowicy L, regulator hamulcow , 2 przyciski, boczne szyny	2		
	Dodatkowe akcesoria			
	Komplet 2 wysięgników (550 mm, 600/700 mm) mocowanie na OK07 lub tożsame	2		
	Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysięgnika 698800 (drażek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki obro	2		
	Drażek uniwersalny Ø 20 - L 500 mm	2		
	TACA	2		
	LAMPKA	1		
	Montaż - kolumna sufitowa obrotowa dwuramienna	3		

Przedstawione nazwy, symbole, wymiary oraz inne oznaczenia, mają charakter informacyjny i poglądowy.
Dopuszcza się inne podobne (tożsame) rozwiązania.