

Załącznik nr 3

Wykaz filtrów

ZESTAWIENIE FILTRÓW (dostawa - pakiet 2)			
1.	- filtr płaski z włókniny klasa G3 – nawiewniki	nawiewniki	1
2.	- filtr powietrza kasetowy 460x335x50mm G4		2
	- filtr powietrza kasetowy 300x450x50 B25 G4		3
	- filtr kieszeniowy 592x490x600 mm G4/K6		1
	- filtr kieszeniowy 592x490x195 mm G4/K6		1
	- filtr kieszeniowy 592x592x300 mm G4		4
	- filtr kieszeniowy 592x592x300 mm G4 / K6		4
	- filtr płaski z włókniny 40X40mm G4	nawiewniki / wywiewniki -12szt. (filtr płaski - bez trzeciego wymiaru)	16
	- filtr płaski z włókniny 60X60mm G4	czepniki 4 szt. (filtr płaski - bez trzeciego wymiaru)	
	- filtr kieszeniowy 287x592x360 mm G4		2
	- filtr kieszeniowy 287x592x200 mm G4		2
3.	- filtr kasetowy 350x252x50mm EU3	przed wentylatorem	1
4.	- filtr powietrza kasetowy 340x300x50mm EU4		1
	- filtr powietrza kasetowy 592x287x50 EU4	Oddział Hematologii A podwieszana - korytarz	1
5.	- filtr kieszeniowy 428X428X600mm EU5		2
	- filtr kieszeniowy 428X428X300mm EU5		4
6.	- filtr powietrza kieszeniowy 490x590x500 F5		2
	- filtr powietrza kieszeniowy 490x287x500 F5		2
7.	- filtr powietrza kieszeniowy F7 460x335x590mm		1
	- filtr powietrza kieszeniowy F7 490x590x590		2
	- filtr powietrza kieszeniowy F7 490x287x590		2
8.	- filtr absolutny 305x600x150 mm H-13		5
	- filtr absolutny 457x457x80 mm H 13		2
	- filtr absolutny 610x610x150 H13		6
	- filtr absolutny 457x457x80 mm H 13		3
	- filtr absolutny 305x305x78 mm H-13		2
	- filtr absolutny 535x535x80 mm H13		3
	- filtr absolutny 405x405x80 mm H13		2
	- filtr absolutny 305x305x80 mm H13		1
	- filtr absolutny 305x305x78 mm H-13		2
	- filtr absolutny 457x457x78 mm H-13		3
9.	- filtr ceramiczny 598x598x80 mm. – 1 szt.		
	- filtr kasetowy 598x598x50 mm. – 3 szt.		4